

使用呼吸面罩

与您的医生沟通是否需要佩戴呼吸面罩，如果需要使用，需进行呼吸面罩贴合试验。

仅佩戴清洁，无破损的呼吸面罩。不要重复使用一次性产品。始终遵循生产厂家说明。

面部须髯会干扰贴合，影响保护效果，会使得大多数呼吸面罩难以适用。

如何佩戴呼吸面罩

在佩戴呼吸面罩前清洗双手。

- 1 将呼吸面罩的鼻夹向上，覆盖口鼻。
- 2 将上方的系带从双耳上方拉向头部后方。
- 3 将下方的系带拉起跨过头部，再向下拉到颈部的后方，位于双耳下方。不要让系带交叉。
- 4 将鼻夹塑形以贴合鼻梁。
- 5 确保面罩紧密贴合面部。进行密闭试验。

每次佩戴都进行密闭检查

密闭检查不能替代贴合试验。

- 1 将双手形成杯状扣在呼吸面罩的前表面。
- 2 正压测试-轻柔呼气。呼吸面罩内应能够形成正压而不会漏气。
- 3 负压测试-轻柔吸气。呼吸面罩应向面部塌陷，但不会感觉到空气从面罩下部进入。
- 4 如果在面罩周围出现漏气，调节鼻夹，重新调整系带。重复密闭检查。

如何脱除呼吸面罩

呼吸面罩的外面可能被污染——不要触碰。

- 1 仅提拉面罩的系带部分。从颈后拉起下方的系带跨过头部，再拉下上方的系带。
- 2 将呼吸面罩扔到垃圾桶内。
- 3 脱除呼吸面罩后立即洗手或使用含酒精的手消毒剂。

This poster has been developed for educational purposes only and is correct at the time of publication. It is not a substitute for professional medical advice. Should you have any questions or concerns about any topic in the poster, please consult your medical professional.

© 2020 AEA International Holdings Pte. Ltd. All rights reserved.
Unauthorized copy or distribution prohibited.

Using respirators



WORLDWIDE REACH. HUMAN TOUCH.

